

定格・仕様

販 売 名		アルカリッチ NDX-501LM
電 源		AC100V 2.0A 50/60Hz
消 費 電 力		180W(最大) 約3.6W(待機時)
類 別		機械器具 83 医療用物質生成器
一般名称／医療機器分類		連続式電解水生成器／クラスⅡ
医療機器認証番号		228AFBZX00092000号 〈管理医療機器〉
整水器本体	寸 法	幅335mm×奥行100mm×高さ240mm
	重 量	約3.6kg(満水時) 約3.2kg(乾燥時)
カートリッジ	寸 法	Φ89mm(最大径)×高さ262mm
	重 量	約1.2kg(満水時) 約0.8kg(乾燥時)
カラシ	寸 法	幅60mm×奥行190mm×高さ310mm(取付高)
給 水 仕 様		カラシ(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続)
給水用具・認証		自己認証製品 (NDX501-201609-01)
電 解 方 式		連続式電解方式(流量センサ内蔵)
連続使用最高水温・水圧		35℃ 0.5MPa(付属の減圧弁を必ず施工すること)
電 解 (電解水素水選択時)	吐水量 (付属の減圧弁施工時)	電解水素水:約3.2L/分 酸性水:約0.8L/分 (±10%)
		※浄水時 約3.2L/分 (±10%) (トップタップ側の吐水量)
	吐水比率	電解水素水:酸性水 4:1
	電解レベル	3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階
	連続使用 可能時間	約30分(標準)
		約10分(電解レベル強(3)、定電流モード設定時)
	電極洗浄	電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄
	電解槽寿命	1,200時間

浄 水 カートリッジ (AR501K2)	ろ過流量	4.0L/分 ※0.1MPa時
	最小動水圧	0.1MPa ※使用可能な最小動水圧
	ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布
	浄水能力 ※1	遊離残留塩素 総ろ過水量 12,000L
		濁り 総ろ過水量 12,000L
		溶解性鉛 総ろ過水量 6,000L
		CAT(農薬) 総ろ過水量 6,000L
		2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量 6,000L
		総トリハロメタン 総ろ過水量 6,000L
		クロロホルム 総ろ過水量 6,000L
		ブロモジクロロメタン 総ろ過水量 6,000L
		ジブロモクロロメタン 総ろ過水量 6,000L
		ブロモホルム 総ろ過水量 6,000L
		テトラクロロエチレン 総ろ過水量 6,000L
		トリクロロエチレン 総ろ過水量 6,000L
	上記以外で 除去出来る物質 ※2	鉄(微粒子) アルミニウム(中性)
	ろ材の交換 時期の目安 ※3	1日33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって交換時期は異なります。また、使用水量、 水質、水圧によって交換時期の目安が短くなることがあります)
カルシウム添加		なし ※オプション品の取付けにより可能(電解補助剤)
保護装置		電流ヒューズ 6.3A(基板上に実装)

※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては50%の値。

※2 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験によるもので、浄水能力を規定しているものではありません。

※3 本器の性能を維持するために、1年1回のカートリッジ交換が必要です。